

纤维二糖使用说明书

【货号】 P-86A

【用途】

1. 用于配制 10%无菌纤维二糖水溶液（无菌过滤），该溶液用于配制改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂（mCPC）；
2. 用于配制 10%无菌纤维二糖水溶液（无菌过滤），该溶液用于配制纤维二糖多粘菌素 E 琼脂(CC)。

【规格】 5g/瓶

【成分】

纤维二糖

【用法】

1. 配制 10%无菌纤维二糖水溶液（无菌过滤），无菌加入 10mL 该溶液与一支 P-125 mCPC 抗生素溶液添加至 90mL 加热煮沸灭菌后冷却至 50°C的 CM421 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂基础（mCPC）中，混合均匀后制成改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂(mCPC)；
2. 配制 10%无菌纤维二糖水溶液(无菌过滤), 无菌加入 10mL 该溶液与一支 P-07B 多粘菌素 E(40000IU/支)添加至 90mL 加热煮沸灭菌后冷却至 50°C的 CM421 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂基础（mCPC）中，混合均匀后制成纤维二糖多粘菌素 E 琼脂(CC)。

【保存】

2-8°C避光保存两年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。